

[5] 経頭蓋磁気刺激療法（TMS）の機器の外観・製品情報

出典：大阪医科薬科大学 HP

ニューロネティクス社による Neurostar 機器

製品情報

広がるうつ病治療*の選択肢

*成人のうつ病患者（既存の抗うつ剤治療で十分な効果が認められない場合に限る）の治療

rTMS*1 は、パルス磁場によって渦電流を誘導し皮質ニューロンを刺激することで、非侵襲的に皮質や皮質下の活動を変化させる治療法です。

*1 rTMS(repetitive transcranial magnetic stimulation)：反復経頭蓋磁気刺激

<https://medical.teijin-pharma.co.jp/product/zaitaku/neurostar.html>

機器取扱い説明書

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiDetail/ResultDataSetPDF/166359_22900BZI00029000_A_00_08



一般の名称 経頭蓋治療用磁気刺激装置

販売名 **NeuroStar® TMS 治療装置**

承認番号 22900BZI00029000

医療機器分類 高度管理医療機器（特定保守管理医療機器）

電気の定格 ■本体

定格電圧：100～240V

周波数：50/60Hz

電源入力：4.4～15A

■トリートメントチェア

定格電圧：100～230V

周波数：50/60Hz

電源入力：1.5～15A

■ヘッドサポートシステム

定格電圧：1.5V

寸法 幅 84cm×長さ 234cm×高さ 188 cm

重量 198kg

製造業者 ニューロネティクス社（Neuronetics,Inc）

選任製造販売業者 ヴォーパル・テクノロジーズ株式会社

販売業者 帝人ファーマ株式会社