



外来

▼原寸大


●ミクリッツ上顎洞洗浄管



●ジーベーマン上顎洞洗浄管



●黒須氏前頭洞洗浄管



●洗浄管用接続アダプター AD205

(10先)




外来

▼原寸大




●キリヤン前頭洞洗浄管 直径 2 mm ※管部が銀製にてフレキシブルに曲がりやすい。



CT451

5元

●足川氏洗浄管 直径 1 mm ※管部が銀製にてフレキシブルに曲がりやすい。




QN691

5元

●腺下洗浄針

- 細=1.2mm外径【18G】 CT431
- 細=1.2mm外径【18G】短 CT431s
- 太=1.8mm外径【15G】 CT432
- 太=1.8mm外径【15G】短 CT432s



※これらは5元なので注射器あるいは5元変換アダプターを接続して送水（あるいは吸引）します。