


手術

外来

▼原寸大

●Tチューブインサーター KA1W22



Tチューブを先端に入れ、ゆっくり押し出します。

※ Tチューブは別売です。

押し込んだ状態で先端に5mm程の余裕スペースがあり、
鼓膜内へのTチューブの脱落を防止します。

※Tチューブの種類によっては素材であるシリコンの表面の滑りが悪く、管内側に粘着し、装着や送出しにくい場合があります。その場合は（処置上問題無い範囲において）消毒用アルコール、精製水、耳鼻科処置薬等の液体をTチューブとインサーターの先端にスプレーあるいは塗布等して装着して下さい。スムーズに送出出来るようになる場合があります。

製品の溶接部分が汚れた感じに見ることがありますが、製造上そのような仕上がりになっておりますのでご了承下さい。

