

手術

外来


▼原寸大

●耳垢輪匙（クランク）



※ 先端はリングキューレット状です。外耳道の耳垢を取ります。

●耳垢輪匙（直）



※ 先端はリングキューレット状です。外耳道の耳垢を取ります。

●米式輪匙 EH941



※ 先端はワイヤーリング状です。  
鼓膜表面に貼り付いた耳垢を取ります。  
扁桃腺膿栓除去にも使いやすいです。

●ウルスタインキューレット（耳内手術用輪匙）



JB501 #04 ○ 1.0 (mm) ※リング刃径

JB502 #03 ○ 1.4

JB503 #02 ○ 1.8

JB504 #0 ○ 2.0

JB505 #1 ○ 2.5

JB506 #2 ○ 3.0

JB507 #3 ○ 3.7

※ リング部は鋭く、耳内の手術で使います。  
通常外来では使いません。