

## ●凍りコンニャク EQ801



- 内視鏡下の副鼻腔手術時に使います。
- 煮沸（あるいは、121度オートクレーブ）し常温に冷やしたものを抗菌剤に浸し術創部に挿入しソルベース軟膏ガーゼで圧定します。
- 凍りこんにゃくを使う利点は、患者が万が一飲み込んででも心配無用である事、抜去時の痛みと出血が少ない事、抜去時に術創部に残留した場合でも人体に悪影響がない事、比較的安価である事等です。
- 欠点としては、他の止血材料と比較すると止血効果がやや低い事があります。

本品は医療材料ではありません。  
使用に際しては使用者の責任においてご利用下さい。  
食べても問題ありませんが食品扱いではありません。