


●シリコン製鼻洗器
 GM105

※ オートクレープ可能です。
 オートクレープする際はシリコン球と
 シリコンチューブを分離して行って下さい。

【別売オプション】



●金属鼻洗オリーブ
 ※患者に対して行う際に便利です。




●ミクリッツ洗浄管
 ※上顎洞洗浄用です。


●ビン付き鼻洗器
 GM101

※ オートクレープ不可。


※ 患者の自宅治療用として最適です。付属の500ccのポリ瓶と食塩計量スプーンで洗浄液が作れます。



食塩軽量
 スプーン
 付属



●鼻洗器（ゴム製）※ オートクレープ不可。



※軟質ゴム球型



※硬質ゴム球型



※ ポリ瓶の中に鼻洗器全体が収納出来ますので、旅行等の持ち運びにも便利です。