

●鼻洗カラン用  
金属オリーフ GM131

●鼻洗カラン(本体) GM121  
※ 送水チューブ  
に接続

●インター式鼻洗カラン用  
鼻先 GM135  
※ 新しいものは抜けやすいので  
ねじ込むように差し込んで  
ください。

●インター式鼻洗カラン  
メス口 GM133  
※ 鼻先が1個付属します。

●カラン元10先変換アダプター AD211  
※ ミクリツ洗浄管や10元吸引管や齊藤氏カテーテル  
を接続する時使います。

※鼻洗カラン等は、使用後には  
水で良く洗い、水を通して  
塩水を内部に残さないよう  
にお手入れして下さい。

※ ガートル台  
などに吊るす

●イルリガートル

※ 構成例

●送水チューブ  
(5×9エリコン管)

※ 接続図

鼻洗カランは通常、鼻洗タンクに  
繋いで使います。  
鼻洗タンクとは落下式ガートルや  
鼻洗ユニットの事です。

<オプション品>

■落下式で使う時は別途、ガートル台とイルリガートルが必要です。

■また鼻洗カランとイルリガートルをつなぐチューブ(5×9エリコン管が2メートルほど)が必要です。

※送水チューブとガートル台とイルリガートルは一般的な物がかまいません。



●ガートル台

41×41×135~200cm



●イルリガートル

2000cc  
1000cc  
500cc



●膿盆

33cm  
30cm  
27cm