


外来

※ オートクレーブ可能な物に関しては、滅菌バッグなどに入れて、オートクレーブ庫内の金属部分に直接触れないようにして、120度程度にて行って下さい。

GM221

- オトスコープ (耳入れ交換式)
ジョイント耳入れ5個付き (※患者側黒) ※ 全体オートクレーブ可能 ※ 120℃までの温度で行ってください。




チューブはシリコン製。
長さは約90センチです。
色は「スカイブルー」

●ジョイント耳入れ GM281

患者側の耳入れはジョイント式で簡単に差替え出来ます。
※ 買い足しも可能です。

GM211


- オトスコープ (シリコン管) ※ 全体オートクレーブ可能 ※ 120℃までの温度で行ってください。



チューブはシリコン製。
長さは約90センチです。
色は「スカイブルー」。

GM206

- オトスコープ (ひょうたん型) ※ オートクレーブ不可



チューブはエリコン管 (半透明)。
長さは約90センチです。

耳の穴にフィットします。