


手術

外来


▼原寸大

●Tチューブインサーター KA1W22



Tチューブを先端に入れ、ゆっくり押し出します。

※ Tチューブは別売です。



※Tチューブの種類によっては素材であるシリコンの表面の滑りが悪く、管内側に粘着し、装着や送出しにくい場合があります。その場合は、(処置上問題無い範囲において) 消毒用アルコール、耳鼻科処置薬等の液体をTチューブにスプレーあるいは塗布等して鉗子に装着して下さい。スムーズに送出出来るようになります場合があります。

製品の溶接部分が汚れた感じに見ることがありますが、製造上そのような仕上がりになっておりますのでご了承下さい。

