

外来


▼原寸大

KN111

●ルーツェA音叉

108.75Hz

※ 低音域検査用



KN113


●ルーツェC音叉

128 144 160 170.7
192 213.3 240 各Hz

※ 中音域検査用

※ 下部の柄の部分
を頭部に当てて骨導
の聴覚検査も出来
ます。

分銅を上下させて
音域の設定が出来
ます。



※ 振動させて柄を
机などに押し当
てると音が増幅
されます。
頭部に付けると
骨導の聴覚判断
も出来ます。


KN114

●アルミ製C音叉

128Hz

※ 脳外科・振動覚用

分銅はネジで固定
されています。



※ 振動させて柄を
机などに押し当
てると音が増幅
されます。
体に接触して振
動覚の感覚判断
が出来ます。

KN115

●ルーツェFis4音叉

2896Hz

※ 高音域検査用

