

外来


▼原寸大

KN111

●ルーツェ A 音叉

108.75Hz

※ 低音域検査用



KN113


●ルーツェ C 音叉

128 144 160 170.7  
192 213.3 240 各Hz

※ 中音域検査用

※ 下部の柄の部分  
を頭部に当てて骨導  
の聴覚検査も出来  
ます。

分銅を上下させて  
音域の設定が出来  
ます。



※ 振動させて柄を  
机などに押し当  
てると音が増幅  
されます。  
頭部に付けると  
骨導の聴覚判断  
も出来ます。


KN114

●アルミ製 C 音叉

128Hz

※ 脳外科・振動覚用

分銅はネジで固定  
されています。



※ 振動させて柄を  
机などに押し当  
てると音が増幅  
されます。  
体に接触して振  
動覚の感覚判断  
が出来ます。

KN115

●ルーツェ Fis4 音叉

2896Hz

※ 高音域検査用

