


外来

消毒液 オートクレーブ等高温滅菌不可です。


■オムロン「NE-U780」等に対応します。

▼ B 2、C 2 の各ネブコネクタは結露の逆流防止構造になっています。

●医研式大マスク (C 2 付)



●医研式鼻孔器 (B 2 付)



●医研式小マスク (C 2 付)




●ノーズピース A 型 (C 2 付)



●マウスピース (C 2 付)



●ノーズピース B 型 (C 2 付)



●ネブコネクタ B 2、C 2

※ 器具内結露の逆流防止構造

B 2  医研式鼻孔器  
ソフトノーズピース用  
オムロン製マスクも接続可

●ソフトノーズピース (B 2 付)



C 2  医研式小マスク  
医研式大マスク  
ノーズピース A、B 用

●ネブコネクタ D 2



※吸入蛇腹ホース  
=オムロン吸入ホース

こちら側を  
超音波ネブライザー  
につなぎます。

メス口側。こちらに各種器具をつなぎます。  
ノーズ内結露の液だれ防止になります。

●ネブコネクタ G 2  
(W 栓無し)

ネブライザー本体の吹出口  
に差し込んで、ホース内  
に出来る結露の薬液槽内への  
流入防止にします。

