

外来


消毒液

→オートクレーブ等高温滅菌不可の商品です。

※ 適正エアーク圧は0.8kg/cm前後です。

● P型ネブライザー (上製) (硝子製)


NE013



※ 並製と比べますと霧の細かさがかなり違い、投薬効果が向上します。

● P改型ネブライザー (硝子製)

NE011



※ P型ネブライザー (上製) に医研式小マスク・大マスクが直結できるタイプです。


■ P改型に最適な器具 ■

● 医研式小マスク  
消毒液



EK211

● 医研式大マスク




EK201

● 接続子 (ゴム管つなぎ)

※ パール管とネブライザー器具の接続に使います。

AD611 (切込引掛けオス)



(切込メス) AD621

AD615 (切込オス)



(切込メス) AD621

AD617 (オス)



(メス) AD623

● パール管 (5\*9) 消毒液


※ エアークとネブライザー器具の接続に使います。1m単位。



■ P型・P改型 共に使える器具 ■


● ノーズピース B 消毒液  
(プラスチック製)

NE621



● マウスピース 消毒液  
(プラスチック製)

NE601



● 硝子鼻孔器



↑シリコンソケット(大)  
NE802

↑シリコンソケット(小)  
NE801

● 硝子鼻孔器  
インターオーリーフ式



● 医研式鼻孔器 消毒液  
ネブコネクタ B 2付



● 硝子マスク

