

外来


消毒液

→オートクレーブ等高温滅菌不可の商品です。

※ 適正エアーク圧は0.8kg/cm前後です。

● P型ネブライザー (上製) (硝子製)


NE013



※ 並製と比べますと霧の細かさがかなり違い、投薬効果が向上します。

● P改型ネブライザー (硝子製)

NE011



※ P型ネブライザー (上製) に医研式小マスク・大マスクが直結できるタイプです。

■ P改型に最適な器具 ■


● 医研式小マスク

消毒液



EK211


● 医研式大マスク



EK201

● 接続子 (ゴム管つなぎ)

※ パール管とネブライザー器具の接続に使います。



● パール管 (5\*9) 消毒液

※ エアークとネブライザー器具の接続に使います。1m単位。




■ P型・P改型 共に使える器具 ■

● ノーズピース B 消毒液

(プラスチック製)


NE621



● マウスピース 消毒液


(プラスチック製)

NE601




● 硝子鼻孔器

↑シリコンソケット(大)  
NE802




↑シリコンソケット(小)  
NE801

● 硝子鼻孔器  
インターオーリーフ式



● 医研式鼻孔器 消毒液

ネブコネクタ B 2付



● 硝子マスク

