

外来


消毒液

→オートクレーブ等高温滅菌不可の商品です。


▼原寸大

※ 適正エアーク圧は0.8kg/cm前後です。

■硝子鼻孔器構成図■ ※P型ネブライザーに接続します



●硝子インターオリーブ




(小)  
NE711

(中)  
NE712

(大)  
NE713



NE702  
●硝子オリーブ  
← 接続部外径11mmφ



●逆流防止三又 (狭)

30mm

NE771

●逆流防止三又 (上製)

45mm

NE775

●逆流防止三又 (広)

60mm

NE773

0mm-SCALE