


手術

外来

▼原寸大


●マンドリン (ローゼン吸引管用)

※約14cm



●マンドリン (耳用微細吸引管用)

※約18cm



<太さ>

※ ローゼン吸引管
号数

- ・ QN631a (0.2mm) 00用
- ・ QN631b (0.3mm) 0、1、2用
- ・ QN631c (0.5mm) 3、4、5用

<太さ>

※ 耳用微細吸引管
号数

- ・ QN494 (0.7mm) 02、0 用
- ・ QN495 (0.8mm) 1 用
- QN496 (1.5mm) 2 用
- QN497 (1.8mm) 3 用

※ 吸引管の目詰まりを予防するため洗浄時に用います。
吸引管の種類や号数に合わせ7種類あります。
ユニット用への字吸引管等にも使用出来ます。