



外来

▼原寸大


●ミクリッツ上顎洞洗浄管



●ジーベーマン上顎洞洗浄管



●黒須氏前頭洞洗浄管



●洗浄管用接続アダプター AD205

(10先)




外来

▼原寸大



● **キリヤン前頭洞洗浄管** 直径 2 mm ※管部が銀製にてフレキシブルに曲がりやすい。



CT451

5元

● **足川氏洗浄管** 直径 1 mm ※管部が銀製にてフレキシブルに曲がりやすい。




QN691

5元

● **腺下洗浄針**

- 細=1.2mm外径【18G】 CT431
- 細=1.2mm外径【18G】短 CT431s
- 太=1.8mm外径【15G】 CT432
- 太=1.8mm外径【15G】短 CT432s



5元

5元

※これらは5元なので注射器あるいは5元変換アダプターを接続して送水（あるいは吸引）します。